

چک لیست تشخیص قطعه قلبی یونیت دندانپزشکی ۱۴۰۳

قطعات قلبی در بازار یونیت دندانپزشکی می‌توانند عملکرد دستگاه شما را مختل کرده و هزینه‌های تعمیرات را چند برابر کنند. با استفاده از این چک‌لیست، تنها در چند دقیقه می‌توانید اصل یا تقلبی بودن قطعه را بررسی کنید.

مورد بررسی	قطعه تقلبی	قطعه اصل
بسته‌بندی	فاقد نشان اصالت، بسته‌بندی ساده	دارای هولوگرام، QR یا لیبل برند
کیفیت ساخت	متریال ضعیف، ظاهر رنگ‌پریده	بدنه مستحکم، بدون لقی یا زدگی
شماره سریال	ندارد یا چاپ شده بدون کد رهگیری واقعی	دارد و قابل پیگیری است
مشخصات فنی	بدون اطلاعات معتبر یا غلط ترجمه شده	درج شده روی جعبه + دفترچه راهنما
قیمت	پایین غیرمنطقی، اغلب بدون پشتیبانی	متناسب با کیفیت + خدمات
عمر مفید	خرابی در کمتر از ۶ ماه در بسیاری موارد	۲-۳ سال عملکرد پایدار
سازگاری با یونیت	نصب سخت، ناسازگاری فنی، ریسک خرابی	تست‌شده با برندهای ایرانی معتبر
صدای عملکرد	صدای اضافی، لرزش یا فشار زیاد غیرنرمال	بی‌صدا یا نرم و استاندارد
کضریب ایمنی الکتریکی	بدون استاندارد، نوسان برق و ریسک بالا	دارای تأییدیه Class I و FDA/CE
تولرانس ابعاد	تغییر ابعاد تا ۱ mm، عدم تطابق در نصب	ISO 7494 ≤ 0.2mm مطابق
گواهی اصالت (COA)	بدون COA یا QR جعلی و نامعتبر	همراه با QR Code قابل اسکن

در صورت وجود تردید در اصالت قطعه، از نصب آن خودداری کرده و با تکنسین معتبر مشورت کنید.

برای مشاوره رایگان و دریافت خدمات تخصصی نصب قطعات اورجینال، با باپیری دنتال تماس بگیرید:

09124615387

<https://bapiridental.com/>